

## TEST DI GRAHAM (SCOTCH TEST)

### **Materiale**

- Vetrino portaoggetto
- Nastro adesivo assolutamente trasparente
- Forbici

### **Modalità di raccolta**

- Il prelievo deve essere fatto preferibilmente al mattino al risveglio prima che il paziente defechi o si lavi
- Tagliare con le forbici un pezzetto di nastro adesivo della lunghezza di un vetrino portaoggetto
- Premere il nastro adesivo contro diverse aree della regione perianale
- Applicare il nastro adesivo su vetrino
- Utilizzando una garza o un batuffolo di cotone premere delicatamente in modo da far ben aderire il nastro sul vetrino

### **Conservazione ed invio**

- L'invio al laboratorio deve essere immediato