

URINOCOLTURA da sacchetto di plastica adesivo (uso pediatrico)

L'urina da sacchetto è solitamente raccolta dai neonati o bambini in tenera età,

- Detergere accuratamente la zona perineale e i genitali esterni con acqua e sapone.
- Applicare il sacchetto facendolo aderire al perineo
- Appena avvenuta la minzione, rimuovere il sacchetto e inviarlo al laboratorio dopo averlo chiuso accuratamente.
- Se la minzione non avviene entro 45' – 60' sostituire il sacchetto ripetendo eventualmente la detersione.

Questo metodo di raccolta presenta frequenti problemi di contaminazione; le colture negative forniscono informazioni diagnostiche utili